

Gardez votre plus beau sourire, ce protecteur personnalisé met fin à l'usure dentaire nocturne.

Spécialement conçu pour vous, réalisé sur mesure grâce aux technologies numériques les plus avancées.

Pour toute question, consultez votre dentiste.

DISPOSITIF MEDICAL NUMERIQUEMENT CONÇU SUR MESURE PAR CORUS. PRODUIT HYGIÉNISÉ.

NOBRUX EST UN PRODUIT BIOCOMPATIBLE DE CLASS IIA RESPECTANT LE STANDARD ISO 10993 - 1 POUR LA CYTOTOXICITE, LA SENSIBILISATION ET LES IRRITATIONS DES MUQUEUSES BUCCALES.

# nobruX

Protégez vos dents la nuit et souriez toute la journée



NORBUXINSFR\_REVO2\_211216

Entretenez votre protecteur en 4 étapes

#### AU COURS DES PREMIERS JOURS

Vous pourrez ressentir certains des effets suivants :

— Sensation de pression.

— Désagrément d'élocution.

— Plus grande salivation.

— Petites égratignures dans les zones d'appui.

Ces symptômes disparaîtront en une semaine. Dans le cas contraire, consultez votre dentiste.

#### CONSEILS D'UTILISATION

Utilisez un baume à lèvres lorsque vous portez votre protecteur.

— Utilisez l'emballage, le spray et les pastilles que nous vous fournissons pour le maintenir en parfait état.

— Suivez les conseils d'utilisation ci-dessous.

Si vous en prenez soin correctement, vous conserverez son efficacité et prolongerez sa durée de vie.

## 1—Protéger Protecteur personnalisé

Pendant le sommeil, évitez l'usure inconsciente de vos dents causée par des frottements entre elle dus à des pathologies telles que le bruxisme. Il décongestionne et garde vos mâchoires plus détendues.

#### COMMENT

Lavez-vous les dents avant de l'utiliser. Placez-le protecteur sur l'arcade dentaire en le tenant avec vos doigts et ne le mordez pas avant qu'il ne soit correctement mis en place. Pour l'enlever, répétez l'opération en sens inverse. Le matin, brossez-le à l'eau avec une brosse que vous n'utiliserez que pour cet usage. Séchez-le avec un chiffon ou du papier absorbant.

#### QUAND

Utilisez-le toutes les nuits.  
Nettoyez-le tous les matins.

## 2—Raffraîchir Spray arôme menthe

Vous procure une sensation de fraîcheur intense.

#### COMMENT

Effectuez 2 ou 3 pulvérisations directement à l'intérieur du protecteur avant de le mettre.

#### QUAND

Chaque nuit avant de mettre le protecteur.

## 3—Ranger NobruBox

C'est l'étui optimum par ranger votre protecteur durant la journée ou pour l'emmener en voyage.

#### COMMENT

**Attention ! Ouvrez-le en faisant glisser le couvercle latéralement.**

Nettoyez la NobruBox avec de l'eau et du savon, utilisant une brosse ou une gaze stérile pour empêcher l'accumulation intérieure de bactéries ou champignons.

#### QUAND

Utilisez-la tous les jours.  
Nettoyez-la une fois par semaine.

## 4—Hygiéniser Pastilles de nettoyage

Elles nettoient en profondeur le protecteur, suppriment les mauvaises odeurs et vous offrent une agréable saveur de menthe fraîche.

#### COMMENT

Ajoutez une pastille nettoyante dans un verre d'eau tiède. Lorsque vous verrez une solution pétillante bleue, insérez le protecteur dans le verre. Quand la couleur bleue disparaît (10-20 minutes), retirez le protecteur et rincez-le abondamment à l'eau. Séchez-le et gardez-le dans la NobruBox avec l'intérieur de la gouttière vers le bas.

#### QUAND

Une fois par semaine.

#### IMPORTANT

Dans aucune de ces étapes la température de l'eau au contact de la gouttière ne doit dépasser les 35 °C.

*\*Le non-respect de toutes les indications peut affecter les propriétés du matériau en modifiant la couleur ainsi que l'adaptation.*