

Esta férula personalizada pondrá fin a tu desgaste dental nocturno y será el inicio de tus mejores sonrisas durante el día.

La hemos elaborado especialmente para ti, diseñada a tu medida mediante la más avanzada tecnología digital.

Para cualquier duda consulta a tu dentista.

DIGITAL CUSTOM-MADE MEDICAL DEVICE BY CORUS. HYGIENIZED PRODUCT.

NOBRUX HAS BEEN MADE WITH A CLASS IIA BIOCOMPATIBLE MATERIAL COMPLYING WITH THE ISO10993-1 STANDARD FOR CYTOTOXICITY - SENSITIZATION AND/OR IRRITATION OF THE ORAL MUCOSA.

nobrux

Protege tus dientes de noche y sonríe todo el día



NORBUXINSES_REVO2_211216

Cuida tu férula en 4 pasos

DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS

Es normal que notes alguno de estos síntomas:

— Sensación de presión.

— Alteraciones en el habla.

— Mayor salivación.

— Pequeñas rozaduras en las zonas de apoyo.

En una semana estos síntomas desaparecerán. De no ser así, consulta a tu dentista.

CONSEJOS

Utiliza bálsamo labial cuando lleves la férula.

— Usa el envase, el spray y las pastillas que te proporcionamos para mantenerla en perfecto estado.

— Sigue los consejos de uso que te damos a continuación.

Si la cuidas correctamente, conservarás su efectividad y alargarás su vida útil.

1—Protege Férula

Durante las horas de sueño, evita el desgaste inconsciente de tus dientes provocado por la fricción entre ellos debido a patologías como el bruxismo. Ayuda a descongestionar y a mantener tu sistema mandibular más relajado.

CÓMO

Lávate los dientes antes de utilizarla. Colócala sobre el arco dental sujetándola con los dedos y no la muerdas hasta que esté correctamente en su sitio. Para retirarla repite la misma operación a la inversa. Por la mañana cepíllala con un cepillo que solo uses para esta función y agua. Sécala con un paño o papel absorbente.

CUÁNDO

Utilízala cada noche. Límpiala cada mañana.

2—Refresca Spray sabor menta

Te proporciona una intensa sensación de frescor.

CÓMO

Realiza 2 ó 3 pulverizaciones directamente en la parte interior de la férula. A continuación ya puedes ponértela.

CUÁNDO

Cada noche antes de ponerte la férula.

IMPORTANTE

En ninguno de estos pasos el agua que esté en contacto con la férula puede superar los 35°C.

3—Guarda NobruxBox

Es el estuche óptimo para guardar tu férula durante el día o para llevártela de viaje.

CÓMO

¡Atención! Ábrela deslizando la tapa lateralmente.

Limpia la NobruxBox con agua y jabón, utilizando un cepillo o una gasa estéril para evitar que en su interior se acumulen hongos o bacterias que puedan adherirse a la férula.

CUÁNDO

Utilízala cada día. Límpiala una vez a la semana.

4—Higieniza Pastillas limpiadoras

Limpian la férula en profundidad, acaban con los malos olores y te proporcionan un agradable sabor a menta fresca.

CÓMO

Sumerge una pastilla limpiadora en un vaso de agua tibia. Cuando empiece a liberar una solución azul burbujeante introduce la férula en el vaso. A la que el color azul desaparezca (10-20 minutos) extrae la férula y aclárala con abundante agua. Después sécala y guárdala en la NobruxBox con la zona interior de la férula hacia abajo.

CUÁNDO

Una vez a la semana.

* El no seguir todas las indicaciones puede afectar a las propiedades del material alterando el color así como a la adaptación.