

# Diflow

Scanbodies

Compatibiliteitsinformatie

## Compatibiliteitsinformatie

De abutments en schroeven van IPD zijn verkrijgbaar voor een groot aantal compatibele implantaatsystemen. De volgende tabellen geven u een overzicht van alle compatibiliteiten en producttypes volgens hun codering.

Serie IPD	Implantaatsysteem	Diameter van het platform
AA	Nobel Biocare® Branemark System®	3,5 / 4,1 / 5,1
AC	Nobel Biocare® Replace Select	3,5 / 4,3 / 5,0
AD	Nobel Biocare® Nobel Active	3,0 / 3,5 / 4,3
BA	Biomet 3i® Osseotite®	3,4 / 4,1 / 5,0
BB	Biomet 3i® Certain®	3,4 / 4,1 / 5,0
CA	Klockner® SK2-NK2	4,3
CB	Klockner® Essential Cone®	4,5
CC	Klockner® KL™	3,5 / 4,1 / 5,1
DA	Straumann® Tissue Level	4,8 / 6,0
DB	Straumann® Bone Level	3,3 / 4,1
EA	Astra® Osseospeed TX™	3,0 / 3,5-4,0 / 4,5-5,0
EB	Astra® Evolution®	3,6 / 4,2
FA	Zimmer® Screw vent®	3,5 / 4,5 / 5,7
GA	BTI® Externa	3,5 / 4,1 / 5,5
GB	BTI® Interna Universal®	4,1 / 5,5
HA	Microdent® Microdent® System	3,5 / 4,1 / 5,5
HB	Microdent® Microdent® Universal™	4,1 / 5,5
IA	Dentsply® Friadent® Xive®	3,4 / 3,8 / 4,5
IB	Dentsply® Ankylos®	CX
JA	Camlog® Camlog® Implant System	3,3 / 3,8 / 4,3
LB	Biohorizons® Tapered Internal	3,0 / 3,5 / 4,5 / 5,7
MA	Sweden & Martina® Outlink®	3,3 / 4,1 / 5,0
MB	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	3,3 / 3,8 / 4,25 / 5,0
NA	Phibo® TSH®	S2 / S3-S4 / S5
TA	MIS® Seven®	NP / SP / WP
TB	MIS® C1/V3®	Standard

Productcode	Type product	Classificatie
IPD/__/_(H/R)_/__	Niet-roterend / roterend calcineerbaar	Klasse I
IPD/__/A_/__	Analoog of analoog-digitaal	Klasse I
IPD/__/D_/__	Afdekkap	Klasse IIb
IPD/__/I_/__	Interfase	Klasse IIb
IPD/__/P_/__	Abutment of tijdelijke abutment	Klasse IIb
IPD/__/C_/__	Transferafdruk	Klasse IIa
IPD/__/S_/__	Scanabutment	Klasse IIa
IPD/__/B_/__	Basis van Cr-Co wel / niet calcineerbaar	Klasse IIb
IPD/__/L_/__	Abutment overkappingsprothese	Klasse IIb
IPD/__/T_/__	Schroef	Klasse IIa
IPD/__/M_/__	Meerdelige abutment	Klasse IIb
IPD/P_/_/__	Tandpunt	Klasse I





[corusdental.com](http://corusdental.com)