

Diflow

Scanbodies

Informação de compatibilidade

Informação de Compatibilidade

Os pilares e parafusos da IPD estão disponíveis para uma grande variedade de sistemas de implantes compatíveis. Nas tabelas que se seguem encontram-se resumidas todas as compatibilidades e tipologias de produto de acordo com a sua codificação.

| Série IPD | Sistema de Implante | Diâmetro de Plataforma |
|-----------|-----------------------------------|-------------------------|
| AA | Nobel Biocare® Branemark System® | 3,5 / 4,1 / 5,1 |
| AC | Nobel Biocare® Replace Select | 3,5 / 4,3 / 5,0 |
| AD | Nobel Biocare® Nobel Active | 3,0 / 3,5 / 4,3 |
| BA | Biomet 3i® Osseotite® | 3,4 / 4,1 / 5,0 |
| BB | Biomet 3i® Certain® | 3,4 / 4,1 / 5,0 |
| CA | Klockner® SK2-NK2 | 4,3 |
| CB | Klockner® Essential Cone® | 4,5 |
| CC | Klockner® KL™ | 3,5 / 4,1 / 5,1 |
| DA | Straumann® Tissue Level | 4,8 / 6,0 |
| DB | Straumann® Bone Level | 3,3 / 4,1 |
| EA | Astra® Osseospeed TX™ | 3,0 / 3,5-4,0 / 4,5-5,0 |
| EB | Astra® Evolution® | 3,6 / 4,2 |
| FA | Zimmer® Screw vent® | 3,5 / 4,5 / 5,7 |
| GA | BTI® Externa | 3,5 / 4,1 / 5,5 |
| GB | BTI® Interna Universal® | 4,1 / 5,5 |
| HA | Microdent® Microdent® System | 3,5 / 4,1 / 5,5 |
| HB | Microdent® Microdent® Universal™ | 4,1 / 5,5 |
| IA | Dentsply® Friadent® Xive® | 3,4 / 3,8 / 4,5 |
| IB | Dentsply® Ankylos® | CX |
| JA | Camlog® Camlog® Implant System | 3,3 / 3,8 / 4,3 |
| LB | Biohorizons® Tapered Internal | 3,0 / 3,5 / 4,5 / 5,7 |
| MA | Sweden & Martina® Outlink® | 3,3 / 4,1 / 5,0 |
| MB | Sweden & Martina® Premium™ Kohno® | 3,3 / 3,8 / 4,25 / 5,0 |
| NA | Phibo® TSH® | S2 / S3-S4 / S5 |
| TA | MIS® Seven® | NP / SP / WP |
| TB | MIS® C1/V3® | Standard |

| Código de Produto | Tipo de Produto | Classificação |
|-------------------|--|---------------|
| IPD/__/ (H/R) /__ | Calcináveis antirrotativos / Rotativos | Classe I |
| IPD/__/A/ __ | Análogo ou Análogo digital | Classe I |
| IPD/__/D/ __ | Tampão de cicatrização | Classe IIb |
| IPD/__/I/ __ | Interface | Classe IIb |
| IPD/__/P/ __ | Pilar ou Pilar provisório | Classe IIb |
| IPD/__/C/ __ | Transfer de Impressão | Classe IIa |
| IPD/__/S/ __ | Scan Abutment | Classe IIa |
| IPD/__/B/ __ | Base de Cr-Co com / sem calcinável | Classe IIb |
| IPD/__/L/ __ | Pilar Sobredentadura | Classe IIb |
| IPD/__/T/ __ | Parafuso | Classe IIa |
| IPD/__/M/ __ | Pilar Multi-unit | Classe IIb |
| IPD/P_/ __/ __ | Ponta dentária | Classe I |





corusdental.com