

# Diflow

Scanbodies

Información de compatibilidad

## Información de Compatibilidad

Los pilares y tornillos de IPD están disponibles para una gran variedad de sistemas de implantes compatibles. En las siguientes tablas se resumen todas las compatibilidades y tipologías de producto según su codificación.

IPD Serie	Sistema de Implante	Diámetro de Plataforma
AA	Nobel Biocare® Branemark System®	3,5 / 4,1 / 5,1
AC	Nobel Biocare® Replace Select	3,5 / 4,3 / 5,0
AD	Nobel Biocare® Nobel Active	3,0 / 3,5 / 4,3
BA	Biomet 3i® Osseotite®	3,4 / 4,1 / 5,0
BB	Biomet 3i® Certain®	3,4 / 4,1 / 5,0
CA	Klockner® SK2-NK2	4,3
CB	Klockner® Essential Cone®	4,5
CC	Klockner® KL™	3,5 / 4,1 / 5,1
DA	Straumann® Tissue Level	4,8 / 6,0
DB	Straumann® Bone Level	3,3 / 4,1
EA	Astra® Osseospeed TX™	3,0 / 3,5-4,0 / 4,5-5,0
EB	Astra® Evolution®	3,6 / 4,2
FA	Zimmer® Screw vent®	3,5 / 4,5 / 5,7
GA	BTI® Externa	3,5 / 4,1 / 5,5
GB	BTI® Interna Universal®	4,1 / 5,5
HA	Microdent® Microdent® System	3,5 / 4,1 / 5,5
HB	Microdent® Microdent® Universal™	4,1 / 5,5
IA	Dentsply® Friadent® Xive®	3,4 / 3,8 / 4,5
IB	Dentsply® Ankylos®	CX
JA	Camlog® Camlog® Implant System	3,3 / 3,8 / 4,3
LB	Biohorizons® Tapered Internal	3,0 / 3,5 / 4,5 / 5,7
MA	Sweden & Martina® Outlink®	3,3 / 4,1 / 5,0
MB	Sweden & Martina® Premium™ Kohno®	3,3 / 3,8 / 4,25 / 5,0
NA	Phibo® TSH®	S2 / S3-S4 / S5
TA	MIS® Seven®	NP / SP / WP
TB	MIS® C1/V3®	Standard

Código de Producto	Tipo de Producto	Clasificación
IPD/__/ (H/R) /__	Calcinables antirrotativo / Rotativo	Clase I
IPD/__/A/ __	Análogo o Análogo digital	Clase I
IPD/__/D/ __	Tapón de cicatrización	Clase IIb
IPD/__/I/ __	Interfase	Clase IIb
IPD/__/P/ __	Pilar o Pilar provisional	Clase IIb
IPD/__/C/ __	Transfer de Impresión	Clase IIa
IPD/__/S/ __	Scan Abutment	Clase IIa
IPD/__/B/ __	Base de Cr-Co con/sin calcinable	Clase IIb
IPD/__/L/ __	Pilar Sobredentadura	Clase IIb
IPD/__/T/ __	Tornillo	Clase IIa
IPD/__/M/ __	Pilar Multi-unit	Clase IIb
IPD/P _/ _/ __	Punta dental	Clase I





[corusdental.com](http://corusdental.com)